

ficha técnica

Nº de artículo **05020-BS-BLOCK**

Descripción **MED-COMFORT**
Delantal desechable de PE
light, suave, bloqueados, en una
bolsa



TAMAÑOS	
	uni
ancho	75 cm
largo	125 cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input type="checkbox"/> Polipropileno (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polietileno (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
color	<input checked="" type="checkbox"/> azul [BS]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rojo [R]	<input type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]
	<input type="checkbox"/> azul oscuro [DB]	<input checked="" type="checkbox"/> verde oscuro [DG]					
cierre	<input checked="" type="checkbox"/> para atar	<input type="checkbox"/> cremallera	<input type="checkbox"/> pulsadores	<input type="checkbox"/> cierre de velcro			
características	<input type="checkbox"/> puños de jersey	<input type="checkbox"/> puños elásticos	<input checked="" type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> capucha	<input type="checkbox"/> cuello alto	<input type="checkbox"/> Parcialmente laminado	<input type="checkbox"/> protectores de mangas PE cosidos
	<input type="checkbox"/> se puede acortar mediante perforación	<input checked="" type="checkbox"/> bloqueados	<input type="checkbox"/> cubierta de polvo	<input type="checkbox"/> martillada	<input type="checkbox"/> mangas cortas	<input type="checkbox"/> con percha de cartón	<input type="checkbox"/> plegado individualmente

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input type="checkbox"/> no es un artículo EPI			CE
reglamento médico (EU) 2017/425	<input type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos grasos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos secos	<input type="checkbox"/> no contacto con alimentos	

NORMAS							
probado de acuerdo a	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

ficha técnica

Nº de artículo **05020-BS-BLOCK**

Descripción **MED-COMFORT**
Delantal desechable de PE
light, suave, bloqueados, en una
bolsa



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
general	
material	bolsa
piezas por subembalaje	50
GTIN subembalaje azul [BS]	4044941020884
GTIN subembalaje verde [G]	-
GTIN subembalaje naranja [O]	-
GTIN subembalaje rojo [R]	-
GTIN subembalaje blanco [W]	-
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-
GTIN subembalaje azul claro [LB]	-
GTIN subembalaje azul oscuro [DB]	-
GTIN subembalaje verde oscuro [DG]	-
medidas y tamaños	
largo	480 mm
ancho	320 mm
alto	-
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	520 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	6
posiciones por palet	12
altura del palet	153
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	435 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
general information	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterior	10
GTIN embalaje exterior azul [BS]	4044941020891
GTIN embalaje exterior verde [G]	-
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-
GTIN embalaje exterior rojo [R]	-
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-
GTIN embalaje exterior azul claro [LB]	-
GTIN embalaje exterior azul oscuro [DB]	-
GTIN embalaje exterior verde oscuro [DG]	-
medidas y tamaños	
largo	390 mm
ancho	300 mm
alto	115 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	5.700 g

ficha técnica

Nº de artículo **05020-BS-BLOCK**

Descripción **MED-COMFORT**
Delantal desechable de PE
light, suave, bloqueados, en una
bolsa



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
--------------------------------------	--

Utilización y revisión	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). Este producto está destinado a un solo uso
-----------------------------------	--

Eliminación de residuos	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
------------------------------------	---

Advertencias	Un uso prolongado puede provocar estrés térmico. Este producto es inflamable - manténgalo alejado del fuego.
---------------------	---

instrucciones para vestirse y desvestirse	FORMA DE PONÉRSELO: <ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto.• Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.).• Abra el delantal y vístase tirando de la solapa sobre la cabeza. Asegúrese de que la prenda no se rasga. Cierre el delantal rodeando el cuerpo con la cintura y tirando de ella para tensarla. MÉTODO DE RETIRADA: <ul style="list-style-type: none">• Afloje la cintura y quítese el delantal.
--	--

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

rev-no.: 2025-01

date: 28.05.2025

Sous réserve de modifications et d'erreurs.